

SANITAS

SFT 01/1



SFT 01/1 Thermomètre

Thermomètre digital

Grand écran

Affichage à 3 chiffres

Sans verre

Sans mercure

100% étanche

Désinfectable

Précision $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
(entre $35,5^{\circ}\text{C}$ et 42°C)

Signal sonore à la fin de la mesure

Sauvegarde la dernière mesure

Arrêt automatique

Avec boîtier de rangement

Indicateur de changement de piles

Piles incluses

Garantie 2 ans

Colisage : 20

N° EAN: 42 11125 79136 0

N°d'art.: 791.36

SFT 01/1 Digital thermometer

Digital thermometer

Large display

3-digit display

Without glass

Mercury free

100% waterproof

Can be disinfected

Measurement accuracy $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
(between 35.5°C and 42°C)

Audible signal when measuring stops

Storage of the last measured value

Automatic switch off

With storage case

Battery changing indicator

Battery included in the scope of delivery

2 years guarantee

Shipping unit: 20

EAN no.: 42 11125 79136 0

Item number: 791.36