

SANITAS

SFT 65



Front
Forehead.....



Oreille
Ear.....



Température des
objets
Object-temperature.....



Alarme fièvre
Feveralarm.....



Date et heure
Date and time.....



10 emplacements
de mémoire
10 Memory spaces.....



SFT 65 Thermomètre multifonctions

6 en 1 :

- Mesure en quelques secondes dans l'oreille
- Mesure en quelques secondes sur le front
- Mesure la température à la surface des objets et liquides
- Alarme visuelle en cas de température élevée
- Date et heure
- 10 emplacements de mémoire

Adapté à toute la famille

Facile à nettoyer

Grand écran, facile à lire

Indication d'une température normale ou élevée grâce à des LED colorées :

- vert = tout va bien
- rouge = alarme fièvre ($\geq 38^{\circ}\text{C}$ / $\geq 100,4^{\circ}\text{F}$)

Précision :

- Front : $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$)
- Oreille : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$)
- Objet : $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2,7^{\circ}\text{F}$) avec $<30^{\circ}\text{C}$; $\pm 5\%$ avec $>30^{\circ}\text{C}$

Température en $^{\circ}\text{C}$ et $^{\circ}\text{F}$

Aspect moderne et maniable

Arrêt automatique

Avec indicateur de changement de piles

2 piles AAA de 1,5 V incluses

CE 0344 Produit médical

Garantie 2 ans

Colisage : 4

EAN-Nr.: 42 11125 79515 3

Art.-Nr.: 795.15

SFT 65 Multi-function thermometer

6-in-1:

- Measurement within seconds in the ear
- Forehead temperature measurement in seconds
- Surface temperature of objects and liquids
- Optical high temperature alarm
- Date and time
- 10 memory spaces

Suitable for the whole family

Easy to clean

Large, easy to read display

Indication of normal or heightened temperature via coloured LED

- green = everything o.k.
- red = fever alarm ($\geq 38^{\circ}\text{C}$ / $\geq 100,4^{\circ}\text{F}$)

Measurement accuracy:

- Forehead: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$)
- Ear: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$)
- Object: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2,7^{\circ}\text{F}$) with $<30^{\circ}\text{C}$; $\pm 5\%$ with $>30^{\circ}\text{C}$

Indication of $^{\circ}\text{C}$ and $^{\circ}\text{F}$

Modern, handy optic

Automatic switch off

Mit Batteriewechselanzeige

Including 2 x 1,5V Battery AAA

CE 0344, medical product

2 years guarantee

Shipping unit: 4

EAN no.: 42 11125 79515 3

Item number.: 795.15