

Sac de recueil Incobag « vomitoire »

HYGIENE

DESCRIPTION: Le sac est conçu pour recueillir et sécuriser le vomi (patient à mobilité réduite, services d'urgences, lors de déplacements etc...). Il associe un sac étanche, muni de liens, à un tampon très absorbant destiné à gélifier le vomi et bloquer les odeurs.

HYGIENE

- Le tampon absorbant absorbe les liquides biologiques et évite les risques d'éclaboussures et de dispersion des micro-organismes
- Confine les mauvaises odeurs

CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Format individuel pouvant facilement se porter dans une poche
- Evite la corvée de nettoyage du lit, du véhicule...

GESTION DES DECHETS

- Fermeture hermétique et facile grâce à son système de liens
- Evite les risques infectieux et leur propagation
- Poubelle ménagère ou avec les déchets à risques si indiqué



DONNEES TECHNIQUES

Composition	Sac en polyéthylène, lien en coton, Tampon en non tissé à base de fluff (cellulose) et de polymères super absorbants (SAP), Collettertes en carton	Dimensions	Sac étanche : 25 X 25 cm (épaisseur 38 microns) Tampon : 13 X 24 cm
Utilisation	Usage unique	Classe CE	Dispositif médical classe I
Absorption	660 ml de solution saline à 0,9 % de NaCl - 1300 ml d'eau pure	Stockage	Conserver dans un local sec avec une t° entre - 20°C et + 60°C. Durée de conservation = 36 mois
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine		



Sac de recueil Incobag « vomitoire »

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Nb sacs/boite	Dimensions boite (cm)	EAN boite
1000010879	20	25 X 5 X 15	3700901309987

Référence	Nb sacs/carton	Dimensions carton (cm)	EAN carton
1000010879	400	52 X 27 X 32	3700901310006

MODE D'EMPLOI

- Prenez un sac de la boîte
- Ouvrez le sac et tenez le à 2 mains.
- Vérifiez que le tampon est disposé au fond du sac.
- Vomissez dans le sac.
- Fermez le sac en tirant sur les liens
- Une fois clos hermétiquement, vous pouvez le jeter à la poubelle (ou dans un container approprié en cas de risques infectieux).



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

🌐 www.abena-frantex.fr

