

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Manopaire anéroïde	
	Boîtier	ABS
	Verso boîtier	ABS + TPE
	Ensemble mécanisme	Alliage cuivre-béryllium
Manomètre	Cadran	Aluminium Graduation : 0-300 mmHg Ø 57,38 mm
	Verre	Pmma
	Aiguille	Cuivre
	Poids	255 g
	Poire complète	Poire
	Valve	Zamack Z3
	Cuillère	ABS
	Fixations	Velcro
Brassard	Matière	TPU
	Connectique brassard	ABS + acier
Tubulure	Simple tubulure	PVC
	Connectique tubulure	Acier nickel
Inclus	Trousse de rangement	
GARANTIE SPENGLER	Manomètre : 3 ans, sauf consommables (poires, brassards)	



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Mobi carbone avec brassard adulte (M)	513 702
● Mobi myrtille avec brassard adulte (M)	513 700
● Mobi corail avec brassard adulte (M)	513 701
● Mobi rose poudré avec brassard adulte (M)	513 703

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE :

> Tensiomètres mécaniques : classe I fonction mesurage,

> Les tensiomètres Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les tensiomètres Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de

conception) par notre service après-vente.

CONTRÔLE MÉTROLOGIQUE

Ce tensiomètre est un dispositif médical professionnel de précision. Il est recommandé d'en faire contrôler le bon fonctionnement et la précision tous les 2 ans.

