

MODÈLE	MIO-VEIN	
VERSION	ELÉCTROTHÉRAPIE FES	
<p>COMPREND:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIO-VEIN • 2 canaux • 2 câbles de connexion • 4 électrodes ovales pour les mollets • Clip de ceinture • Batterie interne Ni-Mh rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodechargée). • Chargeur • Mode d'emploi • Housse de transport 		
<p>PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> • appareil d'électrothérapie à deux canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes; • clavier digital avec des commandes simples et intuitives; • intensité réglable; • Instructions sur le programme en cours et le temps de traitement restant fournies directement sur l'écran; • écran rétro-éclairé; • programme FES pré-réglé pour la stimulation veineuse; • fonctionnement avec batterie interne rechargeable; • intensité maximale de 60 mA ; • largeur d'impulsion de 30 à 240 µs; • dispositif médical certifié CE0476. 		
<p>POURQUOI STIMULE-T-ON LES MUSCLES DU MOLLET?</p> <p>Mio-Vein est le nouveau dispositif à 2 canaux qui stimule la musculature du mollet et par conséquent favorise la circulation veineuse.</p> <p>Moi-Vein active la contraction des muscles du mollet qui produisent la compression des veines superficielles et profondes et par conséquent ils favorisent la poussée du sang vers le cœur.</p> <p>Mio-Vein favorise la circulation veineuse et en outre il est préconisé pour soigner les maladies veineuses ou prévenir l'apparition des troubles veineux. De plus en présence des œdèmes des membres inférieures, des ulcères veineux et des troubles veineux.</p> <p>Mio-Vein est l'appareil idéal pour la thérapie élasto-compressive et par conséquent le traitement de la stase veineuse.</p>		
<p>Dimensions: 114 x 68 x 26 mm</p>		